

■ モバイルスキンアナライザー

MSAproはコンパクトなボディに、お肌のカウンセリングに必要なすべての計測アイテムを搭載しています。
きめ・しみ・油分・水分・角質・弾力・明度をこれ1台で測定評価が可能です。

お客様のお肌の分析結果を、それぞれの年代の平均的な肌年齢と比較し、A・B・C判定で評価するので、よりの確なカウンセリングができます。

＊ 主な用途

肌自動カウンセリング
肌カウンセリング



スコープ

50倍PLレンズでお肌のキメやシミを拡大映像で観察。

専用の油分テープを使い、スコープで油分量を測定します。

タッチパネル

画面を指先でタッチするだけの簡単メニュー操作。

センサー

水分・弾力センサーは、一度の操作で同時に計測できます。

USB端子

USB端子でPCと接続可能。肌画像をPCのモニターに大きく表示する事もできます。

＊ 分析画面

年代を選択してください

~ 19
20 ~ 29
30 ~ 39
40 ~ 49
50 ~ 59
60 ~

Next

お客様の年齢に合わせてカウンセリングできます。

手元の画面で、鮮明な画像を映し出します。

測定結果

- キメ: 73 評価 A
- シミ: 58 評価 C
- 油分: 12 評価 A
- 水分: 36 評価 C
- 弾力: 72 評価 B

No.2

Back End

skin List More


計測結果を一覧で表示。一目で確認できます。

＊ 仕様

本体	CPU	MIPS 500MHz
	OS	Windows CE 5.0 英語版
	LCD	3.5インチタッチパネル付液晶モニター
スコープ	撮像素子	1/3inch CMOS
	有効画素数※1	最大1.3メガピクセル
	照明	白色LEDs (6個+9個)
センサー	弾力センサー	超音波振動式
	水分センサー	静電容量式
寸法	大きさ(mm)	本体: 最大226×81×77 置き台: 最大220×107×106
	重量	約500g
その他	充電電池	リチウムイオン 4800mAh
	充電時間※2	6時間
	消耗時間※3	5時間 (LED 9個点灯時)
	ACアダプター	入力AC100-250VC 出力5V DC, 2.5A
	使用環境温度	5°C~35°C

- ※1 MSAproはVGAサイズ有効画素を使います。
- ※2、3 充電と消耗時間はバッテリーの仕様時間によって変わります。
3. Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国等における登録商標です。

＊ 外観図



＊ オプション

セブテープ (SEBUTAPE)

※掲載されている製品の仕様、デザイン、価格等については予告なく変更することがございます。